

医薬品品質試験の
あらゆるご要望に
お応えします。

- 研究開発支援
- 品質管理支援
- 高薬理活性物質も取り扱えます。



医薬品安定性試験、安定性モニタリングの
受託開始いたしました。

安定性試験 安定性モニタリング

- 承認申請のための各種安定性試験
加速試験、苛酷試験（光・温度・湿度）長期保存試験
- 製造後の安定性モニタリング試験
- 検体の保存と試験を同時に実施（ワストップテストング）

このようなお客様に
ご依頼いただいています

- 安定性モニタリングが必要だが、保存施設に投資するにはコストが…
- 研究開発費のコスト削減をしたいのだが…
- 検体保存だけでなく、試験も併せてお願いしたいのだが…
- 高薬理活性物質の取扱が面倒だなあ…



一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター

- 〒500-8148 岐阜県岐阜市曙町 4-6
- <http://www.koeiken.or.jp/>

医薬品試験に関するお問い合わせは

検査分析部 医薬食品課 TEL : 058-247-3103 (直通) FAX : 058-248-0229

詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

岐阜 検査

検索

お電話でのお問い合わせ・ご注文は

TEL.058-247-1300



安定性試験メニュー

項目	単価 (円)	備考
1. 検体保存		
長期保存、1区画、12ヶ月	180,000	25℃±2℃、60%RH±5%RH
中期保存、1区画、6ヶ月	120,000	25℃±2℃、60%RH±5%RH
中期保存、1区画、6ヶ月	150,000	30℃±2℃、65%RH±5%RH
加速試験、1区画、6ヶ月	150,000	40℃±2℃、75%RH±5%RH
苛酷試験、1区画、3ヶ月	120,000	各種条件 (温度、湿度)
光安定性試験、1区画、3ヶ月	150,000	20~40℃/45~80%RH 白色蛍光灯：1~5klx、又はフルパワー ケミカルランプ：3~15W/m ² 、又はフルパワー D65ランプ：1~4klx、又はフルパワー
※保存1区画：40cm×30cm×H30cm		
2. 品質試験		
確認試験 (定性反応)	1,600~	
確認試験 (IR)	10,000~	
確認試験 (UV)	6,000~	
確認試験 (TLC)	8,000~	
pH	4,000~	n=3
浸透圧	6,000~	
乾燥減量	2,000~	
水分	7,000~	
定量試験 (HPLC)	18,000~	システム性能・再現性含む
定量試験 (UV、滴定)	8,000~	
溶出試験	30,000~	
崩壊試験	6,000~	
製剤均一性 (質量偏差試験)	5,000~	n=10
製剤均一性 (含量均一試験)	45,000~	HPLC、n=10
不溶性異物	4,000~	
不溶性微粒子	18,000~	
無菌試験	45,000~	
エンドキシン試験	48,000~	
微生物限度試験	18,000~	

その他試験項目についても受託可能なものもありますのでお気軽にお問い合わせください。

試験受託の流れ

試験に関するお問い合わせ・お申し込みは電話・FAX・ホームページお問い合わせフォームから受け付けております。

お問い合わせから報告書作成までの流れは以下をご覧ください。

